

## SPERMIOGRAMMA

### **MODALITA' DI RICHIESTA:**

Pazienti interni: inserimento informatico dai reparti e modulo interno prestampato per gli ambulatoriali.

Pazienti interni urgenti: informatico dai reparti con richiesta cartacea

Pazienti esterni: tramite richiesta del medico curante o specialista, inserimento degli esami richiesti in laboratorio on-line da parte del paziente.

### **PREPARAZIONE DEL PAZIENTE ALL'ESAME:**

Astinenza dai rapporti nei 3-5 giorni precedenti il prelievo.

### **MODALITA' DI RACCOLTA DEL CAMPIONE:**

Il campione è raccolto in adeguato contenitore sterile.

### **MODALITA' DI TRASPORTO DEL CAMPIONE:**

I campioni devono pervenire al laboratorio entro 20 minuti dalla raccolta.

Vedi procedure.

### **MODALITA' DI CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE:**

Il campione è posto a 37°C fino a fluidificazione, successivamente è mantenuto a temperatura ambiente.

### **FASE PRE-ANALITICA:**

Il check-in viene eseguito manualmente.

Il campione è posto in termostato a 37°C.

### **FASE ANALITICA:**

Vedi scheda tecnica allegata.

### **FASE POST-ANALITICA:**

I dati ottenuti sono trascritti su apposito foglio di lavoro, validati tecnicamente poi clinicamente e quindi firmati digitalmente

### **CRITERI DI VALIDAZIONE DEL DATO ANALITICO:**

Non applicabile.

### **VALORI PANICO.**

Non applicabile.

### **CARATTERISTICHE E DESCRIZIONE DEL METODO (PRECISIONE ED ACCURATEZZA):**

Non applicabile in questo caso.

### **INTERFERENZE:**

Alcuna.

### **SIGNIFICATIVITA' (VARIABILITA' ANALITICA E VARIABILITA' BIOLOGICA):**

Non applicabile.

### **COMPILAZIONE, TRASMISSIONE E CONSEGNA REFERTI:**

I risultati, dopo la validazione tecnica sono controllati e validati clinicamente per poi essere firmati digitalmente dal responsabile del laboratorio e dal personale autorizzato.

Dopo la firma digitale i referti sono disponibili on line per essere visionati dai reparti se i pazienti sono interni, mentre i dati possono essere visualizzati già dopo la validazione clinica.

Per i pazienti esterni i referti possono essere stampati su richiesta alla segreteria o sono accessibili via internet tramite l'utilizzo dell'apposito codice rilasciato al momento dell'accettazione del paziente dalla segreteria.

### **PRINCIPALI CRITERI INTERPRETATIVI:**

Valori normali nel referto. Consulenza.

**TEMPO DI ATTESA PER L'ESAME:**  
Inferiore a 4 giorni. Previo appuntamento.

15/10/2021